

MCR propose une nouvelle gamme d'équipements de jar test. Fonctionnalité, commodité et polyvalence, les systèmes **CLM (Compact Laboratory Mixer)** sont spécialement conçus pour une portabilité accrue, une utilisation simple et un coût raisonnable. Deux versions sont disponibles: le CLM6 à six stations et le CLM4 à quatre stations plus léger, plus petit et plus facile à transporter



Le **CLM** est construit à partir des mêmes matériaux de haute qualité utilisés dans nos autres systèmes - boîtier en aluminium recouvert de peinture époxy, des palettes et des arbres en acier inoxydable, des engrenages hélicoïdaux de longue durée en acier trempé, des roulements en bronze imprégnés d'huile lubrifiés à vie et un ensemble de jars en acrylique transparent.

Le système CLM se compose de six composants principaux: l'unité principale, les jars (ports d'échantillonnage en option), le panneau de contrôle et l'alimentation, la base d'éclairage, le module anti-vortex / dosage et la boîte d'expédition qui devrait être conservée comme boîte de transport.

Le **CLM** est livré avec garantie de satisfaction de 30 jours avec remboursement et une garantie d'un an.

Le produit est habituellement en stock avec expédition le même jour ou le jour suivant.

Des pièces de rechange et des conseils techniques sont disponibles partout.

CLM4 ET CLM6

- Quatre ou six stations disponibles
- Unité de mélange avec panneau de commande programmable
- Contrôle de vitesse manuel ou automatique de 30 à 300 rpm
- Programmable control panel
- Contrôle automatique et manuel de la vitesse de 30 à 300 rpm
- Jar de 1 litre avec graduations aux 50 mL
- Module anti-vortex/dosage
- Écrans de fond noir et blanc
- Base d'éclairage
- Ventilateur de refroidissement
- Alimentation électrique pour prise murale avec transformateur 12V (100-240 VAC / 50-60 Hz) et cordon
- Mallette de transport optionnelle
- Ports d'échantillonnage et accessoires d'échantillonnage optionnels

Pour plus d'information sur ce produit, les spécifications techniques et nos prix visitez-nous à www.mcprpt.com

Ou contactez-nous au Canada au 418-650-9154 ou à adurocher@mcprpt.com

MCR
PROCÉDÉS &
TECHNOLOGIES